



EEN NIEUWE
MANIER OM
U VEILIG TE
VOELEN

De Navina Fecale Incontinentie Insert is een innovatief ontwerp ter voorkoming van onvrijwillig ontlastingsverlies.

Navina™

VAN ZICH ZORGEN MAKEN NAAR NIEUWE HOOP

Uzelf in een situatie bevinden waarin u uw eigen lichaam niet meer kunt vertrouwen is natuurlijk rampzalig. Iedereen die met fecale incontinentie te maken heeft weet dat zowel de fysieke als de psychologische gevolgen uw leven beperken en u ervan weerhouden dingen te doen die u wilt doen.

Gelukkig is er hulp beschikbaar.

Wellspect presenteert een nieuwe innovatie: de Navina Fecale Incontinentie Insert. Een zachte en gladde plug gemaakt van flexibel, silicone materiaal, ontworpen voor volledige afdichting van de endeldarm, waardoor onbedoelde lekkage wordt voorkomen.

We bieden een onmiddellijk alternatief om het acute probleem aan te pakken - en hopen op een meer onafhankelijk leven.




'... Ik kom soms op het punt dat ik bang ben om ergens heen te gaan en van alles te doen, omdat mijn darmen kunnen opspelen en daar schaam ik mij voor. ...


... Dat ik mij daar de hele tijd zorgen over moet maken, grijpt me gewoon aan, daar heb ik echt last van.'

Vrouw, 47 jaar, met ruggenmergletsel¹


STAP-VOOR-STAP INSTRUCTIE




1. Pak de applicator en de met glijmiddel voorziene Navina Insert vast en plaats de bovenkant van de plug ter hoogte van de anus.



2. Duw de Navina Insert voorzichtig naar binnen totdat het brede deel van de onderzijde ter hoogte van de anus is. Trek de applicator terug en gooi deze weg.



3. De met vloeistof gevulde Navina Insert past zich aan aan de vormen van het lichaam en voorkomt daarmee lekkage.



4. Om het te verwijderen, pakt u de onderkant vast en trekt u de Navina Insert voorzichtig terug. Gooi weg met het restafval.

¹Nevedal et al. 2015



EEN INNOVATIEF ONTWERP VOOR MEER WELZIJN

De flexibele, met vloeistof gevulde Navina Insert is zo ontworpen dat het zich aanpast aan de vorm van het lichaam. Hierdoor is het gemakkelijk in te brengen, comfortabel te dragen en gemakkelijk te verwijderen. Navina Insert is ontworpen om het gemakkelijk te hanteren, lekkage te voorkomen en een onafhankelijk en actief leven te kunnen leiden.



HYGIËNE EN GEBRUIKSGEMAK

De plastic applicator geeft controle tijdens het inbrengen en zorgt ervoor dat de vingers schoon blijven.

FLEXIBILITEIT EN COMFORT

Omdat het gemaakt is van zacht silicone en gevuld met een gladde vloeistof, is het comfortabel inbrengen gegarandeerd en past het zich aan aan de lichaamsvorm én bewegingen.

SOLIDE POSITIONERING

De brede onderkant vervormt comfortabel en is ontworpen om het hulpmiddel goed op zijn plek te houden.

DUBBELE AFDICHTING

In de eerste plaats dicht de bolling de onderkant van de endeldarm af ter voorkoming van onvrijwillig ontlastingsverlies. De schacht vormt zich naar het anale kanaal en laat spanning van de sfincter toe om het kanaal af te dichten om lekkage langs de schacht te voorkomen.

Om de Navina Insert te kunnen gaan gebruiken, heeft u een recept van uw arts/verpleegkundige nodig. Het sociale stigma rondom fecale incontinentie kan het moeilijk maken uw ervaringen daarmee te bespreken met uw zorgverlener. Weet dat er naast u, helaas heel veel andere mensen met dezelfde ervaringen worstelen.

Op www.wellspect.nl vindt u meer informatie.

Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten dat samenwerking de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven. Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft. **Wellspect. A Real Difference.**

Volg ons op Facebook en Instagram.

wellspect.nl



Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us



Importer: Wellspect HealthCare
(A division of Dentsply IH AB)
Aminogatan 1
PO Box 14
SE-431 21 Mölndal
Sweden
www.wellspect.com



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany