



Openingslabel.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Directe activering: wordt geleverd met steriele zoutoplossing; even knippen en het is klaar voor gebruik.

Een verstelbare inbrenghulp zorgt voor betere grip en controle, waardoor een non-touch techniek mogelijk is.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{1,2}

Gladde katheterogen.^{3,4}



Oprolbaar tot een handig, discreet zakformaat.



Nelaton Tiemann Flexible

Productomschrijving

LoFric® Origo™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutwateroplossing voor activering.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking.
4 klantenverpakkingen per verzenddoos.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP).


Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Watersacht: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET), aluminium en polyethyleen (PE). Steriel water met natriumchloride (NaCl).

Primair verpakkingsmateriaal: Bovenste folie: laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleen (PE). Onderste folie: polyolefine.

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte	CNK code
442 08 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 08	2992-840
442 10 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 10	2992-857
442 12 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Kind)	30 cm	CH 12	2992-865
443 10 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 10	2992-873
443 12 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 12	2992-881
443 14 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 14	2992-899
443 16 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 16	2992-907
443 18 65	LoFric® Origo™ Nelaton (Man)	40 cm	CH 18	2992-915
444 10 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 10	2992-923
444 12 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 12	2992-931
444 14 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 14	2992-949
444 16 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 16	2992-956
444 18 65	LoFric® Origo™ Tiemann (Man)	40 cm	CH 18	2992-964
445 12 65	LoFric® Origo™ Flexible (Man)	40 cm	CH 12	4668-208
445 14 65	LoFric® Origo™ Flexible (Man)	40 cm	CH 14	4668-216



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.

LoFric® Origo™



Referenties

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continenzorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. Het productmerk LoFric is al 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.be](https://www.wellspect.be).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.be

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 03 232 81 50. www.wellspect.be

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only